

FellowRoll OUTDOOR WALKER



OUTDOOR  
**WALKER 12**

WALKER 12 - Made in Sweden

# FellowRoll OUTDOOR WALKER 12

De Walker 12 is een uiterst comfortabele Outdoor Walker.

Met de Walker 12 gaat u een stap omhoog in wielmaat, tot 12" (31 cm). Dit model is een geweldige outdoor rollator. Om uw comfortniveau verder te verhogen, is de Walker 12 uitgerust met luchtgevulde banden. Uw perfecte metgezel voor het doen van boodschappen, de dagelijkse wandelingen en om te genieten van het buitenleven.

Bent u op zoek naar een kwaliteits rollator die bospaden en hobbelige straten aan kan? Dan zal de Walker 12 uw trouwe metgezel zijn wanneer u naar buiten gaat. Het frame is gemaakt van 6061-T6 aluminium. De wielen garanderen een uiterst comfortabele rit. Perfect voor elke ondergrond. Met de Walker 12er zult u genieten van een ongekennde rollatorervaring.

## Syncro Wielen

De Walker 12 is voorzien van gesynchroniseerde besturing, dat de problemen met de tollende wielen elimineert. De voorwielen zijn met elkaar verbonden dmv een distributieriem. Hierdoor sturen de twee wielen samen. Wanneer een wiel plotseling het contact met de grond verliest, zal het andere wiel het wiel in de gewenste looppriechting houden. De functie van de Syncro besturing wordt niet beïnvloed wanneer u de Walker opvouwt of uitklapt.

## Ergonomische voordelen

De zitting van de Walker is naar voren gepositioneerd, wat betekent dat u dichterbij de handgrepen kunt lopen en automatisch meer rechtop en ergonomisch de juiste lichaamshouding heeft. De Walker is uitgerust met Ergon handgrepen voor een zeer comfortabele ergonomische grip.

De druk van de handen worden hierdoor op een correcte manier verdeeld. De afstelstangen kunnen op elk gewenste hoogte worden ingesteld.

## Vervoer

De Walker heeft afneembare wielen met snel-ontkoppeling. Indien nodig kunt u de wielen snel en eenvoudig van het frame los te koppelen.

## Eenvoudig opvouwen

De Walker vouwt snel en eenvoudig op. Ingeklapt kan deze rechtop blijven staan en is zeer compact dankzij het X vouwmechanisme. Om de Walker uit te klappen drukt u de handvatten naar buiten, en vergrendelt u het frame automatisch door de zitting naar beneden te drukken.



## Technische gegevens

Afmetingen Walker 12	type 2400
Lengte:	81 cm
Breedte:	69 cm
Hoogte:	76-96 cm
Gewicht:	10,9 kg
Zithoogte:	62 cm
Zitbreedte:	22x46 cm
Wielmaat:	12"/31 cm
Lengte gebruiker:	152-192 cm
Max. gebruikersgewicht:	150 kg

Afmetingen, ingeklapt:	
LxBxH:	81x28x88 cm
Ingeklapt zonder wielen:	
LxBxH:	67x28x76 cm

Getest en goedgekeurd ISO 11199-2

10 jaar Garantie  
Made in Sweden



**FELLOWROLL®**  
Mobility Products

Oostergracht 44 • 3763 LZ Soest - NL

[www.fellowroll.nl](http://www.fellowroll.nl) • [info@fellowroll.nl](mailto:info@fellowroll.nl)

Telefoon: 035 609 06 10 • Fax: 035 588 13 06