

TOUR AF-AS Parkinson

DE PARKINSON ROLLATOR VAN FELLOW ROLL

Freezing bij Parkinson patiënten wordt adequaat bestreden door auditieve en visuele prikkels.

AF-AS

Anti Freeze
met LASER en
Akoestisch
Signaal



Parkinson TOUR AF-AS

FellowRoll TOUR met Laser & Signaal

FellowRoll Tour Parkinson Rollator

Freezing bij Parkinson patiënten, één van hun grootste problemen, wordt adequaat bestreden door auditieve en visuele prikkels.

AF-AS

Bij het gaan lopen drukt de gebruiker op het knopje aan de handgreep; een laserlicht en pieptoon zorgen ervoor dat freezing wordt opgeheven! De gebruiker wordt hierdoor uitgenodigd om te gaan lopen.

De laser projecteert een rode streep op de grond tussen de achterwielen. Wanneer u zich op deze streep richt en daar vervolgens overheen stapt, is het 'freezing moment' voorbij. Door de ingestelde timer gaan laserlicht en geluid na 10-12 seconden automatisch uit. Het proces herhaalt zich, door nogmaals op de knop te drukken.

FellowRoll TOUR AF-AS lichtgewicht rollator geeft veel ergonomische steun en is tevens verkrijgbaar met vertragingsremmen, boodschappentas, dienblad, mand en stokhouder. Bovendien loopt de gebruiker niet achter, maar in de rollator. Hierdoor krijgt de gebruiker een goede loophouding en worden de rug, armen, pols en handen niet overbelast.

Technische gegevens

FellowRoll TOUR AF-AS. Bestelnummer: 88800 AF-AS

Afmetingen FellowRoll Tour AF-AS:		Afmetingen, ingeklapt:	
Lengte:	69 cm	Lengte:	86 cm
Breedte:	63 cm	Breedte:	63 cm
Hoogte:	77 – 95 cm	Hoogte:	29 cm
Gewicht:	8,1 kg	FellowRoll Tour type 88800 AF-AS	
Zithoogte:	59 cm	De FellowRoll is getest en goedgekeurd.	
Wielgrootte:	19,5 cm		
Max. gebruikersgewicht:	150 kg		

FELLOWROLL[®]
Mobility Products

Oostergracht 44 • 3763 LZ Soest - NL

sales@fellowroll.nl www.fellowroll.nl

Tel: 035 609 06 10 • Fax: 035 588 13 06